


ŁAZIENKI aktywna piana



pH 1,5



SPOSÓB UŻYCIA:

- ▲ Spryskać powierzchnię pianką, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką z mikrofibry bądź gąbką, następnie spłukać.
- ▲ Powierzchnie i przedmioty sanitarne
- ▲ Armatura łazienkowa

MC 311 Sanit Foam

Gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych

DOSTĘPNE ZAPACHY: czarne winogrona

Zastosowanie: Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Preparat ma doskonałe właściwości usuwania kamienia wodnego, rdzy, nalotów z mydła oraz tłustego brudu. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
butelka ze spryskiwaczem 500 ml
kanister 5 L



z dumą
wyprodukowane
w Polsce

www.medisept.pl
www.mediclean.pl



Producent: Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel: 81 535 22 22, www.medisept.pl